




1. lépés: Homogenizálás (Másik kémcsőbe való átöntéssel.) Homogenizálás után megnézzük az oldat színét!

2. lépés: 1 cm<sup>3</sup>-törzsoldathoz 1 csepp ammónium-rodanidot adunk.



3. lépés: 1 cm<sup>3</sup> törzsoldathoz fölös ammónium-hidroxidot adunk.



4. lépés: Új minta, 1 cm<sup>3</sup> törzsoldathoz fölös nátrium-hidroxidot adunk.

